

Eliminacion de Desechos de Quimioterapia



QUE VA DENTRO DE UN **CT22?**

OBJETOS CORTO-PUNZANTES UNICAMENTE



- ▶ Objetos corto-punzantes utilizados en el tratamiento de quimioterapia, o aquellos contaminados con medicamentos de quimioterapia.

QUE VA DENTRO DE UN **CT64?**

NO OBJETOS CORTO-PUNZANTES



- ▶ Desechos resultantes del tratamiento de quimioterapia que estén contaminados con medicamentos de quimioterapia, incluidas bolsas de vómito, envolturas, batas y máscaras quirúrgicas desechables, vendajes, hisopos, gasas, y guantes.